

# SMART-1自动折射仪

[详细信息...](#)

货号:	1132987	品牌:	日本爱拓
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>SMART-1自动折射仪详细介绍 糖度(Brix)、转化糖或高果糖蔗糖糖浆的浓度测量范围为0.00到95.00%，而且准确率高达±0.05%！SMART-1具有自动温度补偿功能。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•糖度</li><li>•糖浓度转化</li><li>•HFCS-55(高果糖蔗糖糖浆)</li><li>•HFCS-42(高果糖蔗糖糖浆)</li></ul> <p>Model</p> <p>SMART-1</p> <p>型号</p> <p>3150</p> <p>测量范围</p> <p>[1]糖度(Brix):0.00至95.00%(自动温度补偿) [2]糖浓度转化:0.00至95.00%(自动温度补偿) [3]HFCS-55(高果糖蔗糖糖浆):0.00至95.00%(自动温度补偿) [4]HFCS-42(高果糖蔗糖糖浆):0.00至95.00%(自动温度补偿)</p> <p>最小显示单位</p>		

- [1]糖度(Brix):0.01%
- [2]糖浓度转化:0.01%
- [3]HFCS-55(高果糖蔗糖糖浆):0.01%
- [4]HFCS-42(高果糖蔗糖糖浆):0.01%

#### 测量准确度

- [1]糖度(Brix): $\pm 0.05\%$ (测量蔗糖时)
- [2]糖浓度转化: $\pm 0.05\%$
- [3]HFCS-55(高果糖蔗糖糖浆): $\pm 0.05\%$
- [4]HFCS-42(高果糖蔗糖糖浆): $\pm 0.05\%$

#### 重复性

- [1]糖度(Brix):0.01%
- [2]糖浓度转化:0.01%
- [3]HFCS-55(高果糖蔗糖糖浆):0.01%
- [4]HFCS-42(高果糖蔗糖糖浆):0.01%

#### 测量温度

5至40° C

#### 电力损耗

75VA

#### 电源

AC100V至240V, 50/60Hz

#### 输出终端

讯息传递系统:RS-232C

尺寸重量

折射仪:27x12x9cm, 2.0kg

转接器:10.5x17.5x4cm,  
0.7kg

国际保护等级

IP64无尘并且对泼溅的水具防护作用

SMART-1自动折射仪适用于生物/食品/农业制药行业环境保护石化分析工业/制造业



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61722609地址：上海市四平路1145号建中大楼1105室邮编：200092

[更多相关资料请点击访问...](#)