

# MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪

[详细信息...](#)

采用数字技术，更高效			
货号:	1164355	品牌:	本昂仪器
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪详细介绍</p> <p>MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪采用卡氏电量滴定方法，人机界面友好，采用全中文菜单，检测电路采用了先进的数字处理技术，克服了传统仪器存在的温度漂移和电源电压波动对测试过程的干扰，进一步提高了测试的精度和灵敏度。MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪内置含水量计算公式，可直接在显示屏上显示出含水百分量。MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪备有打印机接口，用户可根据需要选配微型打印机，以便留存数据。已广泛应用于电力、石油、化工、医药等部门，是我公司推出的性价比很高的产品之一。</p> <p>MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪采用卡尔费休法测定水分是一种最可靠的方法，现已被广泛采用，由于这种方法所使用的滴定管和滴定瓶不便密封，难以防止空气中的水分对标定试剂的影响。而MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪是将库仑和卡尔费休法有效结合起来，克服了卡尔费休法操作上的繁琐缺点。</p> <p>MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪技术参数</p> <p>显示方式：240*64液晶蓝屏</p> <p>读出单位：百分比，<math>\mu\text{g}</math>水</p> <p>电解电流输出：0-400mA自动控制</p> <p>测量范围：1ppm-100% (<math>3\mu\text{g}</math>-1000mg水)</p> <p>灵敏阈：0.1<math>\mu\text{g}</math>水</p> <p>准确度：3<math>\mu\text{g}</math>-1mg水不大于2<math>\mu\text{g}</math>，大于1mg的水不超过<math>\pm 0.3\%</math></p> <p>使用电源：交流220V<math>\pm 10\%</math>，50Hz</p> <p>功率消耗：30W</p> <p>使用环境温度：5<math>^{\circ}\text{C}</math>-40<math>^{\circ}\text{C}</math></p> <p>使用环境湿度：85%</p> <p>外形尺寸：300mm<math>\times</math>250mm<math>\times</math>100mm</p>		



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)