


MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪

[详细信息...](#)

精湛一代，智能安全			
货号：	1164453	品牌：	本昂仪器
单位：	台	重量：	
属性：			
详细资料：	<p>MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪详细介绍： 本昂仪器综合多年制造与销售各种电化学产品的经验，发展出最新的MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪。其宽广的实用性，几乎可囊括各种应用领域：制药工业：如果片剂内含太多水分会互相粘结；如果含水量过低则片剂易碎裂。</p> <p>MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪采用了LCD大屏幕彩色显示器，软件界面内容丰富，操作内容汉字提示，人机对话灵活、方便，除具有检测灵敏度高、操作简单、测试速度快、重复性好等特点外，还具有根据国际标准文献设有吸水度测定的功能；试验结果存储、打印功能；样品测定过程由仪器自动控制，搅拌、测定60秒左右自动完成，直接显示测定结果；全密封滴定池瓶，避免试剂与人接触，也避免环境湿度的影响；仪器应具有中文液晶显示，并具有自动计算和打印功能，能打印出百分含量、样品编号、试验员、实验日期等内容。</p> <p>MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪技术参数 显示方式：LCD彩色大屏幕显示器 测量范围：0.0001%（1ppm）至100% 分辨率：0.1μgH₂O（1ppm） 准确度：1μg-1mg水不大于0.1μg，大于1mg的水不超过\pm0.2%（不含进样误差） 使用电源：交流220V\pm10%，50Hz 功率消耗：小于50W 使用环境温度：5$^{\circ}$C-40$^{\circ}$C 使用环境湿度：85% 外形尺寸：385\times290\times280（mm） 重量：约8kg</p> <p>MA-3智能微量卡尔费休水分测定仪符合以下标准 1、GB/T7600《运行中变压器油水分含量测定法》 2、GB6283《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法（通用方法）》 3、SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法》 4、SH/T0255《添加剂和含添加剂润滑油水分测定法》 5、GB/T11133《液体石油产品中水含量测定方法（卡尔费休法）》 6、GB/T7380《表面活性剂含水量的测定（卡尔费休法）》 7、GB10670《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》 8、GB/T606《化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》 9、GB/T8350《变性燃料乙醇》 10、GB/T8351《车用乙醇汽油》 11、GB/T3776.1《农药乳化剂水分测定法》 12、GB/T6023《工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休法》 13、GB/T3727《工业用乙烯、丙烯中微量水的测定》 14、GB/T7376《工业用氟代烷烃中微量水分的测定》 15、GB/T18619.1《天然气中水含量的测定卡尔费休法》 16、GB/T512《润滑脂水分测定法》 17、GB/T1600-农药水分测定方法》 18、GB/T11146《原油水含量测定法（卡尔费休法）》</p>		

- 19、GB/T12717 《工业用乙酸酯类试验方法》
- 20、GB/T5074 焦化产品水分测定方法
- 21、GB/T18826 工业用1,1,2-四氟乙烷 (HFC-134a)
- 22、符合国家药典中关于卡尔费休法测定药品中水分含量的技术要求

	货号 1164453-0	型号 MA-3	价格 0.00
--	-----------------	------------	------------

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail: sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)