

1290 Infinity 液相色谱系统

[详细信息...](#)

Agilent最新高压系统, 应用范围广			
货号:	16164194	品牌:	安捷伦
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>无限的分析能力结合高达1200bar的超高压以及高达5mL/min的高流速, 最大程度地提升色谱性能、兼容性、灵活性和保障了投资回报由新型AgilentJetWeaver混合器的多层微流控技术所推动的新型1290Infinity二元泵将主动阻尼与10 μ L最低延迟体积相结合, 可提供超高速的梯度洗脱, 并能获得优异的紫外检测灵敏度1290Infinity二极管阵列检测器全新的光学设计——包括Agilent最大光强卡套式流通池——使得UV灵敏度和基线稳定性达到了新水平, 快速光谱采集的数据传输率高达160Hz通过革命性的安捷伦60mm光程最大光强卡套式流通池, 实现了超高灵敏度,</p> <p>(一般噪音: $\pm 0.5 \mu$AU/cm), 提供了比1200系列DAD和VWD检测器高10倍的灵敏度1290Infinity自动进样器基于先进的流通式设计, 在不更换定量环的情况下, 保证大体积和小体积进样实现最低的交叉污染 ($< 0.004\%$) 和最高的进样精度采用全新的安捷伦1290InfinityFlexibleCube的自动反冲针座功能, 可以进一步减少交叉污染 ($< 0.001\%$) 全新的1290InfinityLCHTC/HTS进样器经过专门化设计, 采用动态载样和清洗 (DLC) 使交叉污染降到最低, 能够满足苛刻的LC/MS应用的高通量和稳定性的要求1290Infinity柱温箱采用了全新的拉出式阀驱动和用户可更换的阀头提高了可用性, 为超高通量、多方法和自动化方法开发解决方案奠定了基础新型ZORBAX快速分离高分辨(1.8μm)液相色谱柱采用相同的固定相, 能够方便, 快捷和安全地将HPLC方法转移到UHPLC新型的安捷伦实验室顾问软件具有直观诊断、监测和预警功能, 发生问题及时通知, 从而帮助您的实验室获得最佳的色谱分析质量</p>		



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话: 021-61552601/61552602/61552603地址: 上海市共和新路435号凯鹏国际大厦18楼G座E-mail: sales@ba17.com邮编: 200070

[更多相关资料请点击访问...](#)